



Schlaflabor Neuss

GmbH & Co. KG (im St. Josef-Krankenhaus)

Nordkanalallee 99 - D-41464 Neuss

Tel-02131 – 178 66 05 • Fax-02131 – 178 66 10

www.schlaf-neuss.de

Wichtige Informationen für Sie als Pflegeanleitung für Ihr Therapiegerät und Zubehör



**Tägliche
Reinigung**

Die **Maske** bitte von Hand mit lauwarmem Wasser und einer milden und neutralen Flüssigseife reinigen
Gründlich mit fließendem Wasser abspülen und vollständig an der Luft trocknen lassen oder mit einem weichen Tuch gut abtrocknen



**Wöchentliche
Reinigung**

Das **Kopfband** oder die Haube bitte mit Feinwaschmittel in lauwarmem Wasser per Hand waschen

!!! Bitte die Klettverschlüsse vorher schließen und nicht in den Trockner legen oder bügeln !!!



**Wöchentliche
Reinigung**

Den **Schlauch** mit warmem Wasser und einer milden und neutralen Flüssigseife gut durchspülen
Gründlich mehrfach mit klarem Wasser nachspülen und aufgehängt trocknen lassen
Falls sich noch ein Innenschlauch zusätzlich im Schlauch befindet, diesen bitte unbedingt zuerst verschließen

(mit den roten Stöpseln, Klammern oder runde Zahnstocher)

!!! Zur Entfernung von Restfeuchtigkeit, den Schlauch an Ihr Gerät anschließen und eine Weile laufen lassen !!!



**Tägliche
Reinigung**

Den **Warmluftbefeuchter** in warmem Wasser mit etwas milder und neutraler Flüssigseife spülen

Gründlich mit fließendem Wasser ausspülen und vollständig an der Luft trocknen lassen oder mit einem weichen Tuch gut abtrocknen

!!! Der Kontakt des Heizstabes muss trocken sein !!!



Den **Grobfilter** in warmem Wasser mit etwas milder und neutraler Flüssigseife spülen

!!! Den Filter nach 250 Betriebs-Stunden oder nach 6 Monaten wechseln !!!



Den **Feinfilter** bitte immer wechseln, wenn dieser grau gefärbt ist oder das Filtersymbol im Display erscheint

Für weitere Rückfragen lesen Sie bitte Ihre Gebrauchsanweisung